

Magnetoterapia

Le apparecchiature per magnetoterapia generano un campo magnetico a bassa frequenza che migliora la **rigenerazione dei tessuti**, in particolar modo quelli ossei. Le principali indicazioni sono:

- Fratture recenti e ritardi di consolidazione
- Pseudoartrosi
- Morbo di Sudeck e osteoporosi
- Artropatie di natura infiammatoria e degenerativa
- Arteriopatie obliteranti
- Piaghe da decubito
- Psoriasi

Systema MFC

Gli applicatori EME, grazie all'innovativo sistema di schermatura MFC, riducono drasticamente l'induzione magnetica prodotta all'esterno. Ciò garantisce una maggiore sicurezza per l'operatore.

Sistema W.I.S - Wood Injection System

Tecnologia innovativa ed ecofriendly utilizzata per realizzare i solenoidi. Il legno robusto, leggero ed ecologico, viene lavorato ad alte temperature e pressato in appositi stampi.



Magnetomed 8400 - MA1334



Magnetomed 7200 - MA1331

